



## Geniş Spektrumlu, Aktif Oksijen İçerikli, Bakterisit, Fungisit, Virüsit, Sporosit Dezenfektan

% 6 Perasetik Asit, % 26 Hidrojen Peroksit, % 5 Asetik Asit, % 2,5 Alkil Benzen Sulfonik Asit içerir.

### Tanım

Veteriner alanda hayvan barınakları genel dezenfeksiyonunda, ekipman, teker ve ayak havuzları, yem siloları, depolar, su depoları dahil her türlü yüzey dezenfeksiyonunda, suluk hatlarının dezenfeksiyonu ve sanitasyonunda kullanılır.

### Neden Tercih Etmeliyim?




**Biyofilm üzerinde etkili:** Yoğun kirli yüzeylerde, su depo ve taşıyıcı sistemlerinde biyofilm tabakasının giderilmesini ve dezenfeksiyonunu sağlar. Hijyen gerektiren tüm alanlarda tam kontrol sağlar. Termal sisleme ve soğuk sislemeğe uygundur.

**Hızlı etkinlik:** Mikroorganizmalar üzerinde kısa temas sürelerinde maksimum etki sağlar. Çevre ısısından etkilenmez. Doğada kolayca parçalanır, kalıntı bırakmaz.

**Güvenli kullanım:** Tüm yüzey ve hassas ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonuna uygundur. Dilüsyon oranında aşındırıcı veya tahriş edici etkiye neden olmaz.

**Su hattında mükemmel kullanım:** **BİOXİDE** su depoları ve tüm iletim hatlarının dönemsel temizliği ile devamlı su hijyeni gerektiren içme suyu güvenliği uygulamalarında kullanılabilir.

### Nasıl Kullanmalıyım?

KULLANIM ALANI	KULLANIM ORANI (KONSANTRASYON)	UYGULAMA
 Genel Dezenfeksiyon	1 / 200 (% 0,5'lik çözelti)	Püskürtme olarak, her m <sup>2</sup> yüzeye 0,3 litre solüsyon, sisleme olarak her 300 m <sup>3</sup> hacme 1 litre ULV ile uygulanır.
 Ayak, Teker Havuzu ve Çevre Dezenfeksiyonu	1 / 200 (% 0,5'lik çözelti)	Püskürtme, yıkama veya daldırma yöntemiyle uygulanır. Her m <sup>2</sup> yüzeye 0,3 litre solüsyon uygulanır.
 Su ve Nipel Hatları	1 / 100 (% 1'lik çözelti)	Depo ve tüm hat içine doldurulur. 2 saat beklemeden sonra boşaltılarak durulama yapılır.

### Ambalaj ve Raf Ömrü

5 ve 25 litrelik polietilen bidonlarda sunulmakta olup, raf ömrü 2 yıldır.

